

DROSCAN BM





Pantalla LED color de 10,4"



Almacenamiento interno de hasta 5.000 frames



Tan sólo 4,5 Kg. de peso

Ecógrafo portátil y ligero diseñado para hospitales, clínica móvil, yeguas, granjas porcinas y bovinas, museos marinos, institutos de investigación, etc...

Pantalla LED de color de 10.4" con ángulo de ajuste y sencillo manejo one-key.

Eficiente gestión de datos para trabajar de manera rápida incluyendo plantillas y one-key funciones gracias a su software.

Cofiguración

Estándar: Unidad principal, 1 sonda microconvex 6.5MHz, adaptador de corriente.

Opcional: Sonda lineal 3.5MHz, sonda convex 3.5MHz, sonda lineal transrectal 6.5MHz, sonda lineal 7.5MHz, batería litio 4400mAh, cargador, trolley, grabador de video (up-897MD), switch ethernet, standoff de sonda y maleta de transporte.

Medidas y características

- Modo B digital
- OB: GA y EDD en porcino, vaca, perro, yegua, gato, llama y oveja.
- Cálculo de porcentaje de grasa en cerdo.
- Función de informe OB
- Disco duro interno de 4Gb para almacenar de forma permanente hasta 5.000 frames de imagen.
- Batería de larga duración que permite más de 200 minutos.



DROSCAN BM

Pg. La Barrena. Canal Imperial de Aragón S/N
31500 Tudela. Navarra. (SPAIN)
Tel.: 948 82 46 55 • 948 82 17 13
cvm@cvm.es • www.cvm.es

EVA
PRACTICE C.V.M.

20 años
al SERVICIO del
VETERINARIO